

ВысокоЧастотные (ВЧ) индукторы от Glass Expansion

Возможны варианты с покрытием из меди, серебра и золота

Для Varian[®], Perkin Elmer[®],
Thermo[®] & ARL Mini[®]

ВЧ индукторы от Glass Expansion представляют высочайшее качество в их конструкции и производстве.

Для чего необходимо заменить Ваш ВЧ-индуктор?

- Регулярная замена подвергшегося коррозии индуктора сокращает нагрузку на ВЧ-генератор в целом, продлевая срок службы всех его компонентов.
- Замена скорродированного индуктора приводит к увеличению энергии пропускания, что приводит к более устойчивым параметрам самой плазмы и, как правило, к возрастанию интенсивностей аналитических линий.

Почему нужно выбирать ВЧ-индукторы от Glass Expansion?

- Высококачественное и стойкое покрытие наших индукторов способствует увеличению срока их службы.
- Каждый индуктор поставляется в пластиковом корпусе-шаблоне, обеспечивая правильность его размеров и легкость в установке.
- Каждый индуктор поставляется в специальном защитном контейнере, что гарантирует неизменность его физических размеров и предохраняет от воздействия коррозии.
- Корректное расположение ВЧ-индуктора по отношению к горелке уменьшает появление дефектов на поверхности наружной трубки горелки.
- Специальное настроечное приспособление обеспечит каждый раз правильную установку индуктора. Наш CD-диск с пошаговыми инструкциями по установке индуктора существенно поможет сэкономить Ваше время.



Набор для Инсталляции



GLASS EXPANSION

Quality By Design

Head Office (Australia)

6 Central Boulevard
Port Melbourne VIC 3207
Australia
A.B.N. 35 006 560 032

Telephone: +61 3 9320 1111
Toll Free (Aust): 1800 777 638
Facsimile: +61 3 9320 1112
Email: enquiries@geicp.com
www.geicp.com

USA Office

4 Barlows Landing Road
Unit #2
Pocasset, MA 02559
USA

Telephone: 508 563 1800

Toll Free: 800 208 0097
Facsimile: 508 563 1802
Email: geusa@geicp.com

For your nearest Glass Expansion distributor, visit our website at www.geicp.com