

Nettoyage du Nébuliseur? Facile comme 1, 2, 3



L'Eluo

1. Remplir



2. Insérer le nébuliseur



3. Nettoyer



L'Eluo est maintenant disponible pour les nébuliseurs concentriques en verre et résistants à HF de Glass Expansion

Les dépôts de particules dans le capillaire du nébuliseur et dans l'embout entraînent une restriction du débit d'échantillon, réduisant l'efficacité et les performances. Par le passé il n'existait aucun moyen simple pour nettoyer ou déboucher efficacement un nébuliseur. Maintenant, un nébuliseur bouché peut en toute sécurité retrouver ses performances optimales grâce au nouvel accessoire de nettoyage révolutionnaire – L'Eluo.

L'Eluo est conçu pour délivrer efficacement un détergent à travers le capillaire du nébuliseur afin de déloger les dépôts de particule et nettoyer parfaitement le nébuliseur. Une seule action fait tout. Finis les procédures incertaines et dangereuses, les longs trempages infructueux ou les bains à ultra-sons.

Utilisez l'Eluo régulièrement pour maintenir les performances et prolonger la vie de votre nébuliseur. La solution apportée au nettoyage du nébuliseur est si simple que chaque laboratoire doit avoir son Eluo.

Pour commander demandez la Ref. 70-ELUO pour les nébuliseurs concentriques en verre ou la Ref. 70-ELUO-OP pour les nébuliseurs OpalMist et PolyCon.



GLASS EXPANSION

Quality By Design

France, Belgique, Pays Francophones

Distributeur Officiel

Courtage Analyses Services

14 rue des Mouettes

F-76130 Mont Saint Aignan

Téléphone: +33 2 35 07 60 00

Facsimile: +33 2 35 70 64 39

Email: cas@onlinecas.com

www.onlinecas.com

Head Office (Australia)

6 Central Boulevard

Port Melbourne VIC 3207

Australia

A.B.N. 35 006 560 032

Téléphone: +61 3 9320 1111

Toll Free (Aust): 1800 777 638

Facsimile: +61 3 9320 1112

Email: enquiries@geicp.com

www.geicp.com

Pour faciliter vos recherches, le site Glass Expansion est maintenant traduit en Français