

Почистить распылитель? Просто, как 1, 2, 3



Устройство для чистки распылителей Eluo


1. Заполнить



2. Вставить



3. прочистить



Обновленный вариант: теперь Eluo доступен для очистки концентрических стеклянных распылителей и HF-устойчивых распылителей фирмы Glass Expansion.

Частицы, которые забиваются в капилляре распылителя и его наконечнике приводят к снижению потока пробы, тем самым ухудшая его эффективность и аналитические характеристики. Ранее не было простого пути по эффективной очистке распылителя и удалению закупорившего его отложений. Теперь засоренные распылители могут быть безопасно и легко восстановлены до исходного рабочего состояния при помощи революционно-нового чистящего инструмента Eluo.

Конструкция Eluo позволяет эффективно заполнять капилляр распылителя специальным чистящим средством по всей длине для полного удаления отложений частиц и тщательной очистки распылителя. Одно простое действие позволяет добиться результата. Больше нет грязных процедур по очистке, ночных ожиданий и разбитых распылителей после чистки в ультразвуковой ванне.

Используйте очистители Eluo регулярно для поддержания распылителя в работоспособной форме, продлевая тем самым срок его службы. Теперь ответ на вопрос о простой и надежной чистке распылителей для каждой лаборатории стал очевиден – это Eluo.



GLASS EXPANSION

Quality By Design

Head Office (Australia)

6 Central Boulevard
Port Melbourne VIC 3207
Australia
A.B.N. 35 006 560 032

Telephone: +61 3 9320 1111
Toll Free (Aust): 1800 777 638
Facsimile: +61 3 9320 1112
Email: enquiries@geicp.com
www.geicp.com

USA Office

4 Barlows Landing Road
Unit #2
Pocasset, MA 02559
USA

Telephone: 508 563 1800

Toll Free: 800 208 0097
Facsimile: 508 563 1802
Email: geusa@geicp.com

For your nearest Glass Expansion distributor, visit our website at www.geicp.com