

Наконец-то, безотказный увлажнитель аргона для ICP

Модель Capricorn™ от фирмы Glass Expansion

Как правило, увлажнитель аргона используется при проведении ICP анализов проб с высокой концентрацией растворенных твердых частиц. Помогая предотвратить отложение твердых солей в системе ввода пробы, увлажнитель аргона обеспечивает бесперебойность в работе и не требует никаких затрат на его обслуживание. Фирма Glass Expansion рада представить Вашему вниманию систему Capricorn™ - воплощение легкости в работе, высокие метрологические характеристики и надежность.

- Прочный и надежный пластиковый корпус обеспечивает безопасность в работе.
- Встроенный индикатор давления служит в качестве средства диагностики, позволяющего Вам постоянно контролировать правильность работы системы ввода пробы.
- Простой в использовании оптический переключатель потоков аргона позволяет Вам с легкостью отключить Capricorn™ без отсоединения основных аргоновых линий.
- Отметки максимального и минимального уровней заполнения гарантируют, что Вы всегда работаете при оптимальных условиях.
- Специальная конструкция пропускания газа через увлажнитель гарантирует максимальное насыщение аргона.

Новинка!



Увлажнитель Capricorn без Байпаса

Увлажнитель Capricorn с Байпасом



GLASS EXPANSION

Quality By Design

Head Office (Australia)

6 Central Boulevard
Port Melbourne VIC 3207
Australia
A.B.N. 35 006 560 032

Telephone: +61 3 9320 1111
Toll Free (Aust): 1800 777 638
Facsimile: +61 3 9320 1112
Email: enquiries@geicp.com
www.geicp.com

USA Office

4 Barlows Landing Road
Unit #2
Pocasset, MA 02559
USA

Telephone: 508 563 1800

Toll Free: 800 208 0097
Facsimile: 508 563 1802
Email: geusa@geicp.com

For your nearest Glass Expansion distributor, visit our website at www.geicp.com