



# OpalMist PFA Nebulizer

## ICPアプリケーションの新しい可能性、 PFA製高性能ネブライザー

Glass Expansion社製OpalMistは耐薬品性に優れ、高い精度と安定性を追及したPFA製ネブライザーです。

サンプル吸い上げ量が $20\ \mu\text{l}/\text{min}$ の新製品も登場しました。

- 微量測定に適した優れた感度
- 高塩濃度サンプル測定時の目詰まり解消
- 力強く安定したサンプル自吸力

$20\ \mu\text{l}/\text{min}$ から $2\text{ml}/\text{min}$ までの各設定をご用意いたしております。

- 幅広い製品ラインアップ – キャリアガスの圧力や流量など、全てのタイプのICP装置に適合した製品をお選びいただけます。
- 100%PFA材料使用による優れた耐薬品性とコンタミネーションの低減 – 例えば、地球化学や半導体分野でのご使用に。
- Glass Expansion社独自の品質基準による厳しい品質管理



**GLASS EXPANSION**  
Quality By Design

本社

15 Batman Street, West Melbourne

Victoria, 3003 Australia

Tel : +61-3-9320-1111

Fax : +61-3-9320-1112

E-mail (日本語): [jpnenquiries@geicp.com](mailto:jpnenquiries@geicp.com)

URL : <http://www.geicp.com>

販売代理店

(株)エス・ティ・ジャパン

東京都中央区日本橋蛸殻町1-14-10

Tel : 03-3666-2561(代)

Fax : 03-3666-2658

E-mail : [m-abe@stjapan.co.jp](mailto:m-abe@stjapan.co.jp)