



# OpalMist PFA Nebulizer

Сочетает в себе непревзойденную устойчивость к химическому воздействию с высокой точностью и долговременной стабильностью.

ICP распылитель OpalMist PFA от Glass Expansion - наилучший выбор для химиков-аналитиков, требующих высокой точности в сочетании с устойчивостью к химическому воздействию плавиковой кислоты, щелочи или органических растворителей. Его преимущества включают в себя:

- Превосходная чувствительность при анализе следовых содержаний.
- Не подвержен закупориванию при анализе высокосолевых растворов.
- Мощное и устойчивое самораспыление. Доступны варианты с естественными значениями уровня расхода 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 1, и 2 мл/мин.
- Широкий модельный ряд – превосходно подходит ко всем ICP-MS и ICP-AES моделям.
- Высокая устойчивость к химическому воздействию – идеально для геохимии.
- Высоко инертный материал исключает возможность заражения – идеально для полупроводниковой промышленности.
- Строгое качество и стандарты в воспроизводимости результатов – вот чего Вы можете теперь ожидать от фирмы Glass Expansion.



**GLASS EXPANSION**

Quality By Design

**Head Office (Australia)**

6 Central Boulevard  
Port Melbourne VIC 3207  
Australia  
A.B.N. 35 006 560 032

Telephone: +61 3 9320 1111  
Toll Free (Aust): 1800 777 638  
Facsimile: +61 3 9320 1112  
Email: [enquiries@geicp.com](mailto:enquiries@geicp.com)  
[www.geicp.com](http://www.geicp.com)

**USA Office**

4 Barlows Landing Road  
Unit #2  
Pocasset, MA 02559  
USA

Telephone: 508 563 1800

Toll Free: 800 208 0097

Facsimile: 508 563 1802

Email: [geusa@geicp.com](mailto:geusa@geicp.com)

For your nearest Glass Expansion distributor, visit our website at [www.geicp.com](http://www.geicp.com)